



SUN-LED CLASSIC

LED UNTERSUCHUNGS/OPERATIONS LEUCHTE

Ein Meilenstein in der medizinischen Lichttechnik

 **B-PRODUCTIONS**
SWITZERLAND
info@b-productions.com

Anwendung:

- » Geeignet für medizinische Untersuchungen, Behandlungen, kleine Operationen und Wundbehandlungen

Design und Lichttechnologie in Vollendung

- » Homogenes Lichtfeld mit einzigartiger Lichtqualität
- » Feinstes Edelstahlgehäuse mit glatter Oberfläche und ohne Schlitze: Genügt höchsten Hygieneansprüchen und erlaubt eine einfache Reinigung.
- » Sensor erlaubt berührungsloses Ein- und Ausschalten der Leuchte
- » Aufgrund des weltweit einzigartigen Wärmemanagements (ohne Lüfter und Lüftungsschlitze) kann eine Lebensdauer von 50'000 Stunden garantiert werden

Technische Daten:

- » 45'000 LUX bei 50 cm Abstand (35'000 LUX bei 70 cm Abstand)
- » Lichtfeldgrösse 18 cm


Weitere Vorteile:

- » Keine IR-Strahlung, die Wunden austrocknet und Heilungsprozesse verlangsamt
- » Keine UV-Strahlung
- » Sehr geringer Energieverbrauch (70% weniger als vergleichbare Halogenleuchten)
- » Umweltfreundlich: Recyclbar, da keine Schwermetalle enthalten sind.
- » Hohe Stoss- und Vibrationsfestigkeit.
- » Keine Wartungskosten
- » Keine Implosionsgefahr (im Vergleich zu Leuchtstoffröhren)
- » Sicherheit durch Kleinspannung

Installation:



Stativ



Tisch



Einheit



B-PRODUCTIONS GMBH
DENTAL MOBILITY
Dorfstrasse 10 - CH-3673 Linden
SWITZERLAND

PRODUCTION AND SERVICE CENTER
Internet: www.b-productions.com
Telephone: +41 (31) 771 27 28
Telefax: +41 (31) 771 27 18
Service Center: +41 (31) 771 27 36