

Features

Autonom funktionierendes Cart mit integriertem ölfreiem Kompressor, Absaugung und Spraywasserbehälter

Qualitativ hochstehendes Edelstahlgehäuse

1 Drei-Weg-Spritze (Luft/Wasser/Zerstäuber) mit sterilisierbaren Spitzen

In sich geschlossenes Spraywassersystem für Drei-Weg-Spritze und Instrumente (ein Ventil mit Rücklaufsperr verhindert die Kontamination des Spraywassers)

3 Instrumentenschläuche mit Licht (6-Loch Anschluss)

Instrumentenschläuche abnehmbar

Luft- und Wasserregler für jedes Instrument

1 Speichel-/Chirurgieabsaugung mit einfachem Spucktrichter

1 Hochleistungsabsaugung 220 l/min

Stufenlos regulierbar

Zum Patent angemeldete BPR Swiss-Technologie

2 Spraywasserbehälter 2 × 0,75 Liter

2 Absaugbehälter: 2 × 2 Liter (automatischer Überlaufstopp)

Fusspedal mit Spray on/off und Chip

Leistung integrierter Kompressor: Leistung 75 l/min bei 4 bar; Schalldruckpegel: 48 dB; Druckluftbehälter: 4 Liter

Technische Daten

Luftverbrauch Instrumente: 35–55 l/min

Betriebsdruck Instrumente: 2,5–3,5 bar

Jedes Instrument einzeln einstellbar

Gewicht total COMBI-CART CLINIC: 55 kg

Dimensionen 535mm × 580mm × 960mm

Garantie: 2 Jahre

Optionen: Elektrischer Motor mit LED Licht, Display und 30 Programmen, elektrischer Zahnsteinentferner, peristaltische Pumpe, Turbine, Luftmotor, Polymerisationslampe, Tableau usw.

Combi-Cart Clinic All-in-one


Das COMBI-CART CLINIC vereint 1 Drei-Weg-Spritze, 3 Behandlungsinstrumente und 2 Absaugvorrichtungen inklusive Kompressor und Absaugmaschine auf einem einzigen Cart!

Es bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Patienten neben den Behandlungen in Ihrer Praxis auch im Spital, Altenheim oder anderen Institutionen behandeln zu können. Ihr COMBI-CART CLINIC schieben Sie dabei mühelos von einem Zimmer zum nächsten.

Das COMBI-CART CLINIC erfordert keine Installation (plug-and-play)! Stecken Sie zur Aktivierung einzig den Stromstecker ein. Das in der Schweiz entwickelte und produzierte COMBI-CART CLINIC zeichnet sich neben der Flexibilität in der Anwendung, auch durch hohe Leistung, Wartungsunanfälligkeit, Servicefreundlichkeit und Komfort aus.

Die äusserst leistungsfähige Absaugung (220 l/min!) mit zum Patent angemeldeter BPR Swiss Technologie wird dabei durch die auch im Dauerbetrieb voll leistungsfähigen Instrumente ergänzt.

Der hohe Komfort und die Liebe zum Detail zeigen sich im flüsterleisen Kompressor (48 dB!) oder in den äusserst wertvollen Anschlüssen für externe Geräte.

-  Dauerbetrieb
-  Volle Leistungsfähigkeit
-  Plug-and-Play
-  All-in-One
-  Mobil/Rollbar

