

Features

1 Drei-Weg-Spritze (Luft/Wasser/Zerstäuber) mit sterilisierbaren Spitzen

3 Instrumentenschläuche

In sich geschlossenes Spraywassersystem für Drei-Weg-Spritze und Instrumente (ein Ventil mit Rücklauf Sperre verhindert die Kontamination des Spraywassers)

Spraywasserbehälter: 0,75 Liter

Luft- und Wasserregler für jedes Instrument

1 Hochleistungsabsaugung 220 l/min. Stufenlos regulierbar.

Zum Patent angemeldete BPR Swiss-Technologie

Inkl. Speichelabsaugadapter und Speitrichter

1 Absaugbehälter: 1 Liter (automatischer Überlaufstopp)

Luft- und wasserdichter, korrosionsbeständiger, kratzfester Koffer

Abnehmbarer Frontdeckel

Fusspedal

Kompressor DENTA-COMP Premium – Ölfrei: Leistung 75 l/min bei 4 bar; Schalldruckpegel: 48 dB; Druckluftbehälter: 4 Liter

Technische Daten

Luftverbrauch Instrumente: 35–55 l/min

Betriebsdruck Instrumente: 2,5–3,5 bar

Jedes Instrument einzeln einstellbar

Dimensionen Behandlungsposition: 540mm × 530mm × 1070mm

Dimensionen Transportposition: 540mm × 530mm × 760mm

Gewicht: 47 kg

Dimensionen Koffer-Unit: 370mm × 190mm × 500mm

Gewicht Koffer-Unit: 8 kg

Garantie: 2 Jahre

Optionen: Licht für Instrumente, elektrischer Zahnsteinentferner, Polymerisationslampe, elektrischer Motor, Luftmotor, Turbine, Winkelstücke, Arm mit Tableau, Arm mit Lampe, DENTA-TROLLEY, DENTA-CASE usw.

Combi-Port Premium Mobiler Komfort

Der COMBI-PORT PREMIUM bietet Ihnen bei der Arbeit unterwegs maximale Leistung und optimalen Komfort.

Sämtliche als Option wählbaren Instrumente wie z.B. Mikromotoren, Turbinen oder sogar Air-Polisher können mit voller Leistung im Dauerbetrieb verwendet werden. Abgerundet wird die Leistungsfähigkeit des COMBI-PORT PREMIUM durch seine äusserst effiziente Absaugung (zum Patent angemeldete BPR Swiss Technologie) von 220 l/min. Die Absaugstärke kann dabei stufenlos reguliert werden. Kompakt auf einem Trolley zusammengefasst kann der COMBI-PORT PREMIUM nach der Arbeit mühelos zusammengeklappt und wie ein Reisekoffer zum nächsten Arbeitsplatz gezogen werden. Der Hochleistungskompressor des COMBI-PORT PREMIUM erlaubt nicht nur den ganzen Tag ohne Unterbrüche zu arbeiten, sondern zeichnet sich zusätzlich durch einen ausgesprochen leisen Betrieb (48 dB!) aus.

Autarke Hochleistungsabsaugung

220 l/min

Volle Leistung der Handstücke

Optionen Handstücke frei wählbar

Leiser öl-freier
Hochleistungskompressor

-  Dauerbetrieb
-  Volle Leistungsfähigkeit
-  Plug-and-Play
-  All-in-One
-  Mobil/Rollbar



Option
30 frei wählbare
Programme
inkl. 10 Endo



Rollend leichter Transport

Combi-Port Premium