



## COMBI-PORT PREMIUM

### Features

- » 1 Drei-Weg-Spritze (Luft/Wasser/Zerstäuber) mit sterilisierbaren Spitzen
- » 3 Instrumentenschläuche
- » In sich geschlossenes Spraywassersystem für Drei-Weg- Spritze und Instrumente (ein Ventil mit Rücklauf Sperre verhindert die Kontamination des Spraywassers)
- » Spraywasserbehälter: 0.75 Liter
- » Luft- und Wasserregler für jedes Instrument
- » 1 Hochleistungsabsaugung 220 l/min. Stufenlos regulierbar. Zum Patent angemeldete BPR Swiss-Technologie. Inkl. Speichelabsaugadapter und Speitrichter.
- » 1 Absaugbehälter: 1 Liter (automatischer Überlaufstopp)
- » Druckluftfilter-Regler mit Schlauch (6 x 4 mm) für Luftanschluss
- » Luft- und wasserdichter, korrosionsbeständiger, kratzfester Kunststoff-Koffer
- » Abnehmbarer Frontdeckel
- » Fusspedal
- » Kompressor Denta-Comp Premium - Ölfrei: Leistung 75 l/min bei 4 bar; Max. Druck: 8 bar; Schalldruckpegel: 48 dB; Druckluftbehälter: 4 Liter

### Technische Daten

- » Luftverbrauch Instrumente: 35–55 l/min
- » Betriebsdruck: 2,5–3,5 bar
- » Jedes Instrument einzeln einstellbar
- » Gewicht Koffer-Unit: 8,0 kg
- » Dimensionen Koffer-Unit: 370mm x 190mm x 500mm
- » Gewicht Edelstahlrolley mit Kompressor: 34 kg
- » Dimensionen Edelstahlrolley mit Kompressor: 520mm x 750mm x 1050mm

**Garantie:** 2 Jahre

**Optionen:** Licht für Instrumente, elektrischer Zahnsteinentferner, Polymerisationslampe, elektrischer Motor, Luftmotor, Turbine, Winkelstücke, Arm mit Tableau, Arm mit Lampe, DENTA-TROLLEY, DENTA-CASE usw.

## HIGHLIGHTS

ALL-IN-ONE      PLUG-AND-PLAY      LEISER ÖL-FREIER KOMPRESSOR  
 VOLLE LEISTUNGSFÄHIGKEIT      DAUERBETRIEB      ABSAUGUNG 220 L/MIN

## Der COMBI-PORT PREMIUM von BPR.<sup>+</sup> Mobiler Komfort.

Der COMBI-PORT PREMIUM bietet Ihnen bei der Arbeit unterwegs maximale Leistung und optimalen Komfort. Sämtliche als Option wählbaren Instrumente wie z.B. Mikromotoren, Turbinen oder sogar Air-Flows können mit voller Leistung im Dauerbetrieb verwendet werden. Abgerundet wird die Leistungsfähigkeit des COMBI-PORT PREMIUM durch seine äusserst effiziente Absaugung (zum Patent angemeldete BPR Swiss Technologie) von 220 l/min. Die Absaugstärke kann dabei stufenlos reguliert werden. Kompakt auf einem Trolley zusammengefasst kann der COMBI-PORT PREMIUM nach der Arbeit mühelos zusammengeklappt und wie ein Reisekoffer zum nächsten Arbeitsplatz gezogen werden. Der Hochleistungskompressor des COMBI-PORT PREMIUM erlaubt nicht nur den ganzen Tag ohne Unterbrüche zu arbeiten, sondern zeichnet sich zusätzlich durch einen ausgesprochen leisen Betrieb (48 dB!) aus.

Der COMBI-PORT PREMIUM von BPR. Mobiler Komfort.

