



SUN-LED CLASSIC

Technische Daten der SUN-LED Classic

- » Beleuchtungsstärke: 45'000 Lux @ 50cm Abstand
- » Lichtfelddurchmesser: D10 - 18cm
- » Farbtemperatur: 5'500 Kelvin (Tageslichtqualität)
- » Energieverbrauch: <20 Watt

Features der SUN-LED Classic

- » Handling: Ein- und ausschaltbar über einen Schalter oder mit Hilfe des eingebauten berührungslosen Sensors
- » Hygiene: Aus hochwertigsten Werkstoffen gefertigtes Gehäuse mit glanzbeschichteten, absolut homogenen Oberflächen

Features aller Leuchten der BPR Swiss LED Welt

- » Keine IR-Wärmestrahlung, welche die Wunden austrocknet und den Heilungsprozess verlangsamt
- » Keine UV-Strahlung
- » Keine Wartungskosten und eine hohe Zuverlässigkeit
- » Unvergleichliche Lebensdauer von über 50'000 Stunden
- » Umweltfreundlich (recycelbar, enthält keine Schwermetalle)
- » Keine Implosionsgefahr (im Vergleich zu Leuchtstoffröhren)
- » Sicherheit durch Kleinspannung

Garantie: 5 Jahre

Anbindungsvarianten: Stativversion, Deckenversion, Wandversion, Tischversion, Stuhlversion

Anwendungsgebiete: Allgemeine medizinische Untersuchungen und Behandlungen in Arztpraxen, Hautärztliche Untersuchungen, Wundbehandlungen und kleine operative Eingriffe usw.

Ort der Herstellung: Made in Switzerland

SUN-LED CLASSIC von BPR.⁺ Flexibilität pur.

Aufgrund des technisch hochstehenden Wärmemanagementsystems von BPR Swiss kommt die elegante SUN-LED Classic wie alle übrigen Leuchten der BPR Swiss LED Welt ohne störenden Lüfter oder unhygienische Lüftungsschlitze aus! Trotz ihrer geringen Grösse beeindruckt die kleinste Leuchte der BPR Swiss LED Welt durch lichttechnische Spitzenwerte ohne Kompromisse an Handling und Hygiene. Die Anwendungsgebiete der SUN-LED Classic sind aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer flexiblen Handhabung und der zahlreichen Anbindungsvarianten beinahe unbegrenzt.

Die SUN-LED Classic. Flexibilität pur.

