

Autarke Dentaleinheit P3

## Unabhängigkeit. Innovation. Klasse.

Die elegante P3 ist eine vollkommen autarke und mobile Behandlungseinheit. Sie erfordert keine Installation. Für die Inbetriebnahme müssen lediglich 3 Stecker an den Strom angeschlossen werden. Sämtliche Handstücke sind frei wählbar. Sowohl die Handstücke als auch die Absaugung verfügen über volle Leistungsfähigkeit im Dauerbetrieb, wie eine fix installierte Einheit. Die mit einem integrierten Kompressor und Absaugmaschine ausgestattete, sehr leistungsfähige P3 bietet aufgrund ihres ölfreien und ausgesprochen leisen Betriebs (48 dB!) umfassenden Komfort. Zusätzlich erlauben die komplett mobilen Carts der P3 höchste Flexibilität.

Die autarke Dentaleinheit P3.  
Unabhängigkeit. Innovation. Klasse.

