

Features

1 Drei-Weg-Spritze (Luft/Wasser/Spray) mit sterilisierbaren Spitzen

2 Instrumentenschläuche mit Licht (6-Loch Anschluss)

In sich geschlossenes Spraywassersystem für Drei-Weg-Spritze und Instrumente (ein Ventil mit Rücklaufsperr verhindert die Kontamination des Spraywassers)

Spraywasserbehälter: 0,75 Liter

Luft- und Wasserregler für jedes Instrument

Druckluftfilter-Regler mit Schlauch (6 × 4 mm) für Luftanschluss

Fusspedal

Technische Daten

Luftverbrauch Instrumente: 35–55 l/min

Betriebsdruck Instrumente: 2,5–3,5 bar

Gehäuse: Rostfreier Edelstahl

Gewicht: 5,1 kg

Dimensionen: 280mm × 180mm × 240mm

Garantie: 2 Jahre


Optionen: Elektrischer Zahnsteinentferner, Polymerisationslampe, elektrischer Motor, Luftmotor, Turbine, Winkelstücke, DENTA-TROLLEY, DENTA-CASE usw.

Denta-Boy 202

Die kleinste Behandlungseinheit der Welt

Der DENTA-BOY 202 ist Qualität im Miniformat.

Aufgrund seiner geringen Grösse nimmt der DENTA-BOY 202 am Behandlungsplatz kaum Platz in Anspruch. An einem Handgriff kann er dabei bequem in einer Hand vom einen zum nächsten Behandlungsplatz getragen werden. Der DENTA-BOY 202 ist mit einer Drei-Weg-Spritze und zwei Instrumenten ausgestattet, die frei gewählt werden können.



Dauerbetrieb



Volle Leistungsfähigkeit



Portabel/Leicht

Portable Behandlungseinheiten

Denta-Boy 202