

Features

Cleveres Klappsystem ermöglicht Einsatzbereitschaft oder Abbau des Stuhls innerhalb von 30 Sekunden

Trolleyfunktion: Nach dem Zusammenklappen kann der Teleskopgriff herausgezogen und der Stuhl für den Transport bequem auf den integrierten Rollen gezogen werden

Bequem gepolsterte Liegefläche mit edlem Kunstlederüberzug

Polster verfügbar in zahlreichen unterschiedlichen Farben

Die Einstellung der Rückenlehne erfolgt stufenlos. Synchron mit der Rückenlehne bewegt sich der Bein-Support in die gewünschte Position

Stufenlos ausziehbare und neigbare Kopfstütze

Technische Daten

Max. Patientengewicht: 150 kg

Gewicht: 18 kg

Dimensionen: 580mm x 380mm x 650mm

Garantie: 2 Jahre

Optionen: SUN-LED (LED Dentalleuchte), Arm mit Tableau, Armlehnen usw.

Denta-Chair 303

Der komfortabelste mobile Behandlungsstuhl der Welt

Der DENTA-CHAIR 303 erfüllt alle Anforderungen an einen mobilen Behandlungsstuhl in Perfektion.

Durch seine clevere Konstruktion und hochwertige Verarbeitung vereint er robuste Bauweise, bequemen Transport, schnellen Auf- und Abbau und hohen Liegekomfort mit beeindruckender Leichtigkeit in einem einzigen Behandlungsstuhl.

Bequeme Liegefläche

Variable Kopfstütze

18 kg

Sehr robuste Konstruktion

-  Dauerbetrieb
-  Plug-and-Play
-  Mobil/Rollbar



Frei verstellbare Kopfstütze



Schneller Auf- und Abbau



Stufenlose Einstellung Position



Eingebaute Rollfunktion



Optionen:
Behandlungsleuchte, Tray