

Features

1 Drei-Weg-Spritze (Luft/Wasser/Spray) mit sterilisierbaren Spitzen

3 Instrumentenschläuche mit Licht (6-Loch Anschluss)

In sich geschlossenes Spraywassersystem für Drei-Weg-Spritze und Instrumente (ein Ventil mit Rücklaufsperr verhindert die Kontamination des Spraywassers)

Spraywasserbehälter: 0,75 Liter

Luft- und Wasserregler für jedes Instrument

1 Hochleistungsabsaugung 300 l/min. Stufenlos regulierbar.

Einzigartige BPR Swiss Technologie

Inkl. Speichelabsaugadapter und Speitrichter

1 Absaugbehälter: 1 Liter (automatischer Überlaufstopp)

Druckluftfilter-Regler mit Schlauch (6 x 4 mm) für Luftanschluss

Luft- und wasserdichter, korrosionsbeständiger, kratzfester Kunststoff-Koffer

Abnehmbarer Frontdeckel

Einfach montierbare Füße aus Aluminium

Fusspedal

Technische Daten

Luftverbrauch Instrumente: 35-55 l/min.

Betriebsdruck Instrumente: 2,5-3,5 bar

Jedes Instrument einzeln einstellbar

Gewicht: 8 kg

Dimensionen: 370mm x 190mm x 500mm

Garantie: 2 Jahre

Optionen: Elektrischer Zahnsteinentferner, Polymerisationslampe, elektrischer Motor, Luftmotor, Turbine, Winkelstücke, DENTA-TROLLEY, DENTA-CASE usw.

Denta-Port 303

Der Doyen aller portablen Behandlungseinheiten

Der in Flexibilität und Qualität unübertroffene DENTA-PORT 303 bildet den Ursprung aller portablen Behandlungseinheiten von BPR Swiss.

Er kann mit sämtlichen Instrumenten Ihrer Wahl ausgestattet werden. Jedes Instrument hat dabei volle Leistungsfähigkeit.

Der DENTA-PORT 303 verfügt ausserdem über eine Drei-Weg-Spritze und die sehr leistungsstarke, weltweit einzigartige BPR Swiss Absaugvorrichtung (300 l/min!). Die Absaugstärke kann dabei stufenlos reguliert werden. Die Inbetriebnahme der gesamten Einheit erfordert im Standard einzig einen Luftanschluss.



Dauerbetrieb



Volle Leistungsfähigkeit



Portabel/Leicht

Option
30 frei wählbare Programme
inkl. 10 Endo