

Features Denta-Pro

- 1 Elektrischer Mikromotor mit LED Licht (0-40'000)
- Interner Spray
- Links-Rechtslauf
- 1 Piezo-Ultraschall-Zahnsteinentferner mit LED Licht
- Automatische Instrumentenerkennung
- Stufenlose Regulierung der Leistung des Motors und des Zahnsteinentferners über Drehregler
- Stufenlose Regulierung der Wassermenge über Drehregler
- 1 Spraywasserbehälter: 1 Liter
- Wasserfilter
- 1 Fusspedal
- Jedes Instrument einzeln einstellbar

Features Minimax-Vac

- 1 Hochleistungsabsaugung 300 l/min
- 1 Drehknopf für stufenlose Regulierung
- Einzigartige BPR Swiss Technologie
- Inkl. Speichelabsaugadapter und Speitrichter
- 1 Absaugbehälter: 1 Liter (automatischer Überlaufstopp)
- 1 Tragetasche DENTA-BAG

Technische Daten

- Gewicht DENTA-PRO : 2,3 kg (Gewicht einschliesslich DENTA-BAG: 3,6 kg)
- Dimensionen DENTA-PRO: 275mm x 130mm x 130mm
- Gewicht MINIMAX-VAC: 3,9 kg (Gewicht einschliesslich DENTA-BAG 4,5 kg)
- Dimensionen MINIMAX-VAC: 190mm x 140mm x 285mm
- Dimensionen DENTA-BAG Tragetasche: 300mm x 275mm x 275mm

Garantie: 2 Jahre

Optionen: Winkelstücke, DENTA-TROLLEY, DENTA-CASE usw.

Denta-Pro & Minimax-Vac Kleines, leichtes Hochleistungsduo

Der DENTA-PRO ist Ihr zuverlässiger, leistungsfähiger und anwenderfreundlicher Partner im mobilen Dentalbereich.

Zur Inbetriebnahme schliessen Sie den DENTA-PRO einzig an den Strom an. Der eingebaute elektrische Motor mit LED Licht und der elektrische Zahnsteinentferner mit LED Licht des nur 2,3 Kilogramm leichten DENTA-PRO verfügen über volle Leistungsfähigkeit und können im Dauerbetrieb verwendet werden. Neben der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit steigern zusätzlich die automatische Instrumentenerkennung und der interne Spray die Effizienz des DENTA-PRO.

Der MINIMAX-VAC setzt neue Massstäbe im Bereich mobiler autonomer Absaugeinheiten.

Stecken Sie zur Inbetriebnahme des MINIMAX-VAC einzig den Stromstecker ein. Bei einem Gewicht von nur 3,9 Kilogramm (!) erreicht der MINIMAX-VAC mit über 300 l/min (!) eine vergleichbare Absaugleistung wie eine fix installierte Behandlungseinheit in der Zahnarztpraxis. Die Absaugleistung kann dabei jederzeit stufenlos reguliert werden. Aufgrund dieser bahnbrechenden Eckdaten ist der MINIMAX-VAC in vielen Bereichen wie z.B. der mobilen Zahnmedizin, in der Zahnarztpraxis und in zahlreichen weiteren medizinischen Gebieten einsetzbar.

Volle Leistung der Handstücke

2,3 kg

Piezo Zahnsteinentferner mit LED

Elektrischer Motor mit LED

Autarke Hochleistungsabsaugung 300 l/min

Stufenlose Regulierung der Absaugung

DENTA-BAG für einfachsten Transport

3,9 kg

- Dauerbetrieb
- Volle Leistungsfähigkeit
- Plug-and-Play
- Portabel/Leicht