

Denta-Trolley

Features

Teleskopgriff kann für den Transport auf Rollen herausgezogen oder zum Tragen des DENTA-TROLLEY als Tragegriff verwendet werden

4 Schubladen mit frei wählbarer Unterteilung und magnetischer Abdeckung

1 Staufach in Deckel

5 Rollen (davon 3 Rollen mit Bremsen)

Technische Daten

Gewicht: 8 kg

Dimensionen: 410mm × 400mm × 550mm

Garantie: 2 Jahre

Optionen: DENTA-CASE, SMART-PORT, SMART-PORT Premium, Anschlüsse für SMART-PORT/SMART-PORT Premium/SUPER-PORT

Denta-Case

Features

1 Tragegriff

4 Schubladen mit frei wählbarer Unterteilung und magnetischer Abdeckung

1 Staufach in Deckel

4 Anschlüsse für die Anbringung an den DENTA-TROLLEY

Technische Daten

Gewicht: 5,9 kg

Dimensionen: 385mm × 330mm × 440mm

Garantie: 2 Jahre

Optionen: DENTA-TROLLEY

Denta-Trolley mit Denta-Case

Hygiene: Markierung rote und grüne Zone möglich

4 Schubladen mit frei wählbarer Unterteilung



Denta-Trolley und Denta-Case

Das modulare Transportsystem für Verbrauchsmaterial & Instrumente

Anbindevorrichtung für Denta-Trolley

Denta-Case



Teleskopfunktion

Denta-Trolley

5 Rollen (davon 3 mit Bremsen)



Hygiene:
Magnetische Abdeckung