

### Features

Zusammenstecken und Auseinandernehmen des Stuhls dauert weniger als 30 Sekunden

Kann in Transporttasche verstaut und bequem transportiert werden

Höhenverstellbar mittels Gasfeder

Bequem gepolsterte Sitzfläche mit edlem Kunstlederüberzug

Polster verfügbar in zahlreichen unterschiedlichen Farben

### Technische Daten

Gewicht: 5,65 kg

Durchmesser Sitz: 340mm

Höhenverstellbarkeit: 540mm – 670mm

Garantie: 2 Jahre

Optionen: Arm-/Rückenlehne

## Denta-Doctor Stool 303

# Unterwegs einfach am besten sitzen

Bequem sitzen – auseinander nehmen – transportieren.

Die durchdachte Konstruktion und hochwertige Verarbeitung vereint robuste Bauweise, bequemen Transport, schnellen Auf- und Abbau und hohen Sitzkomfort mit beeindruckender Leichtigkeit in einem einzigen Zahnarztstuhl.



Auf- / Abbau in 30 Sekunden



Dauerbetrieb



Plug-and-Play



Portabel/Leicht

Bequeme Sitzfläche

5,65 kg

Höhenverstellbar



Einfachster Transport in zugehöriger Tragetasche



Optionen: Rücken-/Armlehne