

Features

Autonom funktionierendes Cart mit integrierten ölfreien Kompressor, leisem Absaugsystem und Frischwasserbehälter

Qualitativ hochstehendes Edelstahlgehäuse

1 Drei-Weg-Spritze (Luft/Wasser/Spray) mit sterilisierbaren Spitzen

1 Speichel-/Chirurgieabsaugung

1 Hochleistungsabsaugung 300 l/min

Stufenlos regulierbar

Einzigartige BPR Swiss Technologie

1 Hochleistungsabsaugung 300 l/min mit flexiblem Speibecken

2 Frischwasserbehälter: 2 × 2 Liter

2 Absaugbehälter: 2 × 2 Liter (automatischer Überlaufstopp)

Integrierte Absaugung mit Amalgamabscheider

Integrierter ölfreier Kompressor: Max. Betriebsdruck von 4 bar

Technische Daten

Betriebsdruck: 3,0–4,0 bar

Gewicht: 60 kg

Dimensionen: 355mm × 690mm × 895mm

Max. Länge ausgefahrener Arm und Speibecken: 580mm

Garantie: 2 Jahre





Optionen: Polymerisationslampe

Master-Vac

Weltweit einzigartiger Assistent

Das elegante MASTER-VAC ist das erste komplett autonome Absaugcart, dessen Funktionalität selbst fix installierte Einheiten übertrifft.

Das flexibel über einen Arm positionierbare Keramikspeibecken kann direkt unter den Mund des Patienten geführt werden. Das Spülen des Mundes fällt damit allen Patienten unabhängig von Fitness, Alter oder Körpergröße ganz leicht. Während der Behandlung werden Sie als Behandelnde durch eine Drei-Weg-Spritze und eine beeindruckende Absaugleistung (300 l/min), die viele fix installierte Einheiten übertrifft, unterstützt. Keine kostspieligen Installationsarbeiten und trotzdem bester Komfort durch einzigartige Vorteile.

-  Dauerbetrieb
-  Volle Leistungsfähigkeit
-  Plug-and-Play
-  Mobil/Rollbar

Mobile Carts

Master-Vac

