

## Features

Autonom funktionierendes Cart mit integriertem ölfreiem Kompressor und Spraywasserbehälter

Qualitativ hochstehendes Edelstahlgehäuse

1 Drei-Weg-Spritze (Luft/Wasser/Zerstäuber) mit sterilisierbaren Spitzen

In sich geschlossenes Spraywassersystem für Drei- Weg-Spritze und Instrumente (ein Ventil mit Rücklaufsperr verhindert die Kontamination des Spraywassers)

Spraywasserbehälter: 2 × 0,75 Liter

4 Instrumentenschläuche mit Licht (6-Loch Anschluss)

Instrumentenschläuche abnehmbar

Luft- und Wasserregler für jedes Instrument

Fusspedal mit Sprayventil on/off und Chip

Leistung integrierter Kompressor: 75 l/min bei 4 bar;  
Schalldruckpegel: 48 dB; Druckluftbehälter: 4 Liter

## Technische Daten

Luftverbrauch Instrumente: 35-55 l/min

Betriebsdruck Instrumente: 2,5-3,5 bar

Jedes Instrument ist einzeln einstellbar

Gewicht total: 53 kg

Dimensionen: 535mm × 580mm × 960mm

Garantie: 2 Jahre

Optionen: Elektrischer Motor mit LED Licht, Display und 30 Programmen, elektrischer Zahnsteinentferner, peristaltische Pumpe, Turbine, Luftmotor, Polymerisationslampe, Tableau usw.

# P3-Cart Freiheit pur





Das elegante autonome Behandlungscart P3-CART ist vollkommen installationsfrei und mobil. Für die Inbetriebnahme muss einzig ein Stromstecker eingesteckt werden!

Die Instrumente können frei gewählt werden und erreichen auch im Dauerbetrieb volle Leistung.

Die hohe Leistungsfähigkeit des P3-CART wird durch kompromisslosen Komfort ergänzt. Der Betrieb des Carts ist flüsterleise (48 dB!) und ölfrei.

Zum hohen Komfort gehört auch die Liebe zum Detail. Diese zeigt sich beim P3-CART in den von aussen abnehmbaren Instrumentenschläuchen, äusserst nützlichen Anschlüssen für den Betrieb externer Geräte oder die Ausstattung mit zwei Spraywasserflaschen. Ist eine Spraywasserflasche leer, kann mit einem Schalter auf die zweite gewechselt und ohne Unterbruch weiterbehandelt werden.



-  Dauerbetrieb
-  Volle Leistungsfähigkeit
-  Plug-and-Play
-  Mobil/Rollbar