

Features

Autonom funktionierendes Cart mit integrierten ölfreien Kompressor, leisem Absaugsystem und Frischwasserbehälter

Qualitativ hochstehendes Edelstahlgehäuse

1 Drei-Weg-Spritze (Luft/Wasser/Spray) mit sterilisierbaren Spitzen

1 Speichel-/Chirurgieabsaugung

1 Hochleistungsabsaugung 300 l/min

Stufenlos regulierbar

Einzigartige BPR Swiss Technologie

2 Spraywasserbehälter: 2 × 2 Liter

2 Absaugbehälter: 2 × 2 Liter (automatischer Überlaufstopp)

Integrierte Absaugung mit Amalgamabscheider

Integrierter ölfreier Kompressor: Max. Betriebsdruck von 4 bar

Technische Daten

Betriebsdruck: 3,0–4,0 bar

Gewicht: 55 kg

Dimensionen: 355mm × 690mm × 895mm

Garantie: 2 Jahre





Optionen: Polymerisationslampe

Pro-Vac

Einzigartig komfortable Flexibilität

Das mobile und komplett autonome Absaugcart PRO-VAC unterstützt Sie mit uneingeschränkter Leistungsfähigkeit, Kosteneinsparungen und voller Flexibilität in Praxisalltag und Praxisplanung.

Das PRO-VAC erleichtert Ihre Arbeit dabei durch eine Drei-Weg-Spritze und eine beeindruckende Absaugleistung (300 l/min), die viele fix installierte Einheiten übertrifft. Trotz überragender Leistungsfähigkeit sind der ölfreie Kompressor und die integrierte Absaugung flüsterleise und sehr zuverlässig. Die Praxisabläufe werden durch den bereits integrierten Amalgamabscheider vereinfacht. Die kompakte Bauweise des PRO-VAC hilft dem Praxisteam eine optimale Hygiene effizient aufrecht zu erhalten. Maximale Flexibilität kombiniert mit höchster Leistung und Komfort.

-  Dauerbetrieb
-  Volle Leistungsfähigkeit
-  Plug-and-Play
-  Mobil/Rollbar

Autarke Hochleistungsabsaugung

300 l/min

Drei-Weg-Spritze

Speichelabsaugung

Leise integrierte Absaugung
mit Amalgamabscheider

Leiser ölfreier Kompressor

