

## Caractéristiques

Cart à fonctionnement autonome avec compresseur intégré sans huile, aspiration et réservoir à eau de spray

Carter en acier inoxydable de haute qualité

1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec embouts stérilisables

Système d'eau de spray en circuit fermé pour seringue à trois voies et instruments (un clapet anti-retour prévient la contamination de l'eau de spray)

3 tuyaux d'instruments avec lumière (raccordements à 6 voies)

Tuyaux d'instruments amovibles

Régulateur d'air et d'eau pour chaque instrument

1 tuyau d'aspiration pour salive/chirurgical avec crachoir

1 tuyau d'aspiration de 300 l/min

Réglable en continu

Technologie unique de BPR Swiss

2 réservoirs d'eau de spray 2 × 0,75 litre

2 récipients d'aspiration : 2 × 2 litres (arrêt automatique une fois remplis)

Pédale avec marche/arrêt du spray et fonction jet d'air

Compresseur intégré : puissance 75 l/min à 4 bar ;

Niveau de pression acoustique : 48 dB ; réservoir d'air comprimé : 4 litres

## Caractéristiques techniques

Consommation d'air des instruments : 35-55 l/min

Pression de service : 2,5-3,5 bar

Chaque instrument est réglable individuellement

Poids total : 55 kg

Dimensions : 535 mm × 580 mm × 960 mm

Garantie : 2 ans

Options : moteur électrique avec lumière, affichage et 30 programmes, détartreur électrique, pompe péristaltique, turbine, moteur à air, lampe de polymérisation, tableau, etc.

# Combi-Cart Clinic Tout-en-un

Le COMBI-CART CLINIC réunit sur un seul cart 1 seringue à trois voies, 3 instruments de traitement et 2 dispositifs d'aspiration, et inclut un compresseur et une machine d'aspiration !

Il vous offre la flexibilité nécessaire pour traiter vos patients dans votre cabinet mais aussi à l'hôpital, en maison de retraite ou dans d'autres institutions. Votre COMBI-CART CLINIC est très facile à pousser d'une pièce à l'autre.

Le COMBI-CART CLINIC ne nécessite aucune installation (Autonome) ! Pour l'activer, il vous suffit de le brancher sur une prise de courant. Le COMBI-CART CLINIC, développé et produit en Suisse, se distingue par sa flexibilité d'utilisation mais aussi par sa puissance, sa maintenance réduite, sa facilité d'entretien et son confort.

L'aspiration extrêmement puissante (300 l/min !) avec technologie unique de BPR Swiss est complétée par des instruments pleinement fonctionnels même en exploitation continue. Le confort élevé et l'attention portée aux détails sont visibles dans le compresseur ultra-silencieux (48 dB !) ou dans les raccords de très haute qualité pour les appareils externes.



- Fonctionnement Continu
- Pleine Puissance
- Autonome
- Tout-en-un
- Mobile/Roulable

Carts mobiles

Combi-Cart Clinic