

Caractéristiques

Carter en acier inoxydable de haute qualité

1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec embouts stérilisables

Système d'eau de spray en circuit fermé pour seringue à trois voies et instruments (un clapet anti-retour prévient la contamination de l'eau de spray)

3 tuyaux d'instruments avec lumière (raccordements à 6 voies)

Tuyaux d'instruments amovibles

Régulateur d'air et d'eau pour chaque instrument

1 tuyau d'aspiration pour salive/chirurgical avec crachoir

1 tuyau d'aspiration de 300 l/min

Réglable en continu

Technologie unique de BPR Swiss

2 réservoirs d'eau de spray 2 × 0,75 litre

2 récipients d'aspiration : 2 × 2 litres (arrêt automatique une fois remplis)

Régulateur de filtre à air comprimé avec tuyau (6 × 4 mm) pour prise d'air

Pédale avec marche/arrêt du spray et fonction jet d'air

Caractéristiques techniques

Consommation d'air des instruments : 35–55 l/min

Pression de service : 2,5–3,5 bar

Chaque instrument est réglable individuellement

Poids total : 22 kg

Dimensions : 535 mm × 580 mm × 850 mm

Garantie : 2 ans

Options : moteur électrique avec lumière, affichage et 30 programmes, détartreur électrique, pompe péristaltique, turbine, moteur à air, lampe de polymérisation, tableau, etc.

Denta-Cart Clinic

Pour des dentistes flexibles

Le DENTA-CART CLINIC réunit sur un seul cart 1 seringue à trois voies, 3 instruments de traitement et 2 dispositifs d'aspiration (machine d'aspiration intégrée) !

Il vous offre la flexibilité nécessaire pour traiter vos patients dans votre cabinet mais aussi dans d'autres institutions comme les hôpitaux. Votre DENTA-CART CLINIC est très facile à pousser d'une pièce à l'autre.

La mise en service du DENTA-CART CLINIC ne nécessite qu'une prise de courant et un raccord d'air comprimé. Le DENTA-CART CLINIC se distingue par sa flexibilité d'utilisation mais aussi par sa puissance, sa maintenance réduite, sa facilité d'entretien et son confort.

L'aspiration extrêmement puissante (300 l/min !) avec technologie unique de BPR Swiss est complétée par des instruments pleinement fonctionnels même en exploitation continue. Le confort élevé et l'attention portée aux détails sont visibles dans les tuyaux d'instruments détachables depuis l'extérieur ou dans les raccords de très haute qualité pour les appareils externes.



-  Fonctionnement Continu
-  Pleine Puissance
-  Mobile/Rouable