

## Caractéristiques

1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec embouts stérilisables

3 tuyaux d'instruments avec lumière (raccordements à 6 voies)

Système d'eau de spray en circuit fermé pour seringue à trois voies et instruments (un clapet anti-retour prévient la contamination de l'eau de spray)

Réservoir d'eau de spray : 0,75 litre

Régulateur d'air et d'eau pour chaque instrument

1 tuyau d'aspiration haute puissance 300 l/min. Réglable en continu. Technologie unique de BPR Swiss  
Avec adaptateur pour tuyau et crachoir

1 récipient d'aspiration : 1 litre (arrêt automatique une fois rempli)

Régulateur de filtre à air comprimé avec tuyau (6 × 4 mm) pour prise d'air

Valise en plastique étanche à l'air et à l'eau, résistante à la corrosion et aux rayures

Couvercle avant amovible

Pieds faciles à monter en aluminium

Pédale

## Caractéristiques techniques

Consommation d'air des instruments : 35-55 l/min.

Pression de service : 2,5-3,5 bar

Chaque instrument est réglable individuellement

Poids : 8 kg

Dimensions : 370 mm × 190 mm × 500 mm

Garantie : 2 ans

Options : démarreur électrique, lampe de polymérisation, moteur électrique, moteur à air, turbine, contre-angles, DENTA-TROLLEY, DENTA-CASE etc.

## Denta-Port 303

# Le doyen de toutes les unités de soins portables

Avec sa qualité et sa flexibilité inégalées, le DENTA-PORT 303 est à l'origine de toutes les unités de soins portables de BPR Swiss.

Il peut être équipé de tous les instruments de votre choix. Chaque instrument fonctionne à pleine puissance.

Le DENTA-PORT 303 dispose également d'une seringue à trois voies et d'un dispositif d'aspiration très puissant de la technologie unique BPR Swiss (300 l/min !). La puissance d'aspiration peut être réglée en continu. Par défaut, la mise en service de l'unité complète ne nécessite qu'une prise d'air.



-  Fonctionnement Continu
-  Pleine Puissance
-  Portable/Léger

Option  
30 programmes librement  
sélectionnables inclus 10 Endo