

Denta-Trolley

Caractéristiques

La poignée télescopique peut être déployée pour le transport sur roulettes, ou utilisée pour porter à la main le DENTA-TROLLEY

4 tiroirs avec subdivisions au choix et capot magnétique

1 compartiment de rangement dans le couvercle

5 roulettes (dont 3 roulettes avec freins)

Caractéristiques techniques

Poids : 8 kg

Dimensions : 410 mm × 400 mm × 550 mm

Garantie : 2 ans

Options : DENTA-CASE, SMART-PORT, SMART-PORT Premium, Raccords pour SMART-PORT/SMART-PORT Premium/SUPER-PORT

Denta-Case

Caractéristiques

1 poignée de transport

4 tiroirs avec subdivisions au choix et capot magnétique

1 compartiment de rangement dans le couvercle

4 raccords pour le montage sur le DENTA-TROLLEY

Caractéristiques techniques

Poids : 5,9 kg

Dimensions : 385 mm × 330 mm × 440 mm

Garantie : 2 ans

Options : DENTA-TROLLEY

Denta-Trolley avec Denta-Case

Hygiène: marquage de zone
rouge et vert possible

4 tiroirs avec subdivisions
librement sélectionnables



Denta-Trolley et Denta-Case

Le système de transport modulaire pour les matériaux consommables et les instruments

Dispositif de connexion pour Denta-Trolley

Denta-Case



Fonction télescopique

Denta-Trolley

5 roulettes (3 avec freins)



Hygiène:
couvercle magnétique