

### Caractéristiques

Le pliage et le dépliage du siège prennent moins de 30 secondes

Peut être stocké dans une housse pour un transport aisé

Réglable en hauteur via ressort pneumatique

Surface d'assise rembourrée et confortable avec revêtement élégant en cuir synthétique

Coussins disponibles en nombreuses couleurs différentes

### Caractéristiques techniques

Poids : 5,65 kg

Diamètre du siège : 340 mm

Réglage en hauteur : 540 mm × 670 mm

Garantie : 2 ans

Options : accoudoir / dossier

## Denta-Doctor Stool 303

# Simplement le meilleur assis sur la route




S'asseoir en tout confort – déplier – transporter.

Le design bien pensé et la finition de haute qualité combinent une construction robuste, un transport pratique, un montage et démontage rapide et un confort d'assise élevé avec une légèreté impressionnante dans un seul tabouret dentaire.



Montage / démontage en 30 secondes



-  Fonctionnement Continu
-  Autonome
-  Portable/Léger



Transport le plus simple dans le sac de transport correspondant



Options : Dossier/accoudoir