

Caractéristiques

Cart à fonctionnement autonome avec compresseur intégré sans huile, système d'aspiration silencieuse et réservoir d'eau fraîche

Carter en acier inoxydable de haute qualité

1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec embouts stérilisables

1 tuyau d'aspiration de salive/chirurgical

1 tuyau d'aspiration de 300 l/min

Réglable en continu

Technologie unique de BPR Swiss

2 réservoirs d'eau fraîche : 2 × 2 litres

2 récipients d'aspiration : 2 × 2 litres (arrêt automatique une fois remplis)

Aspiration intégrée avec séparateur d'amalgame

Compresseur intégré – sans huile : Pression max. : 4 bar

Caractéristiques techniques

Pression de service : 3.0–4.0 bar

Poids total : 55 kg

Dimensions : 355mm × 690mm × 895mm

Garantie : 2 ans

Options : lampe de polymérisation

Pro-Vac Indépendant en toutes circonstances

Le cart d'aspiration PRO-VAC, mobile et entièrement autonome, vous offre des performances illimitées, des économies de coûts et une flexibilité totale dans la pratique quotidienne et la planification du cabinet dentaire.

Le PRO-VAC facilite votre travail grâce à une seringue à trois voies et à une capacité d'aspiration impressionnante (300 l/min) qui surpasse celle de nombreuses unités dentaires fixes. Bien que les performances soient exceptionnelles, le compresseur sans huile et le système d'aspiration intégré sont silencieux et très fiables. Les procédures pratiques sont simplifiées par le séparateur d'amalgame déjà intégré. La conception compacte du PRO-VAC aide l'équipe du cabinet à maintenir efficacement une hygiène optimale. Une flexibilité optimale combinée à un maximum de performances et de confort.

-  Fonctionnement Continu
-  Pleine Puissance
-  Autonome
-  Mobile/Roulable

Aspiration autonome haute puissance

300 l/min

Seringue à trois voies

Aspiration de salive

Aspiraton intégrée silencieuse
avec séparateur d'amalgame

Compresseur silencieux sans huile

